

Curaspon[®]

HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL



MILLENNIUM

orcamento@millenniummedical.com.br
qualidade@millenniummedical.com.br

(13) - 99205-3546


ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA

VANTAGENS:

- PH neutro
- Não tóxico
- Origem porcina
- Não adere aos instrumentos
- Absorve mais de 40 vezes o próprio peso
- Adere facilmente ao local de sangramento
- Pode ser cortado
- Indicado para diversas especialidades
- Totalmente absorvível
- Fácil de usar
- Pode ser utilizado como veículo para outras substâncias
- Esterilizado por raios gama e embalagem dupla

APRESENTAÇÕES

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EMBALAGENS
Standard CS-010	8 x 5 x 1 cm	20 unidades por caixa (embalagem dupla)
Especial CS-110	8 x 5 x 0,1 cm	15 unidades por caixa (embalagem dupla)
Tampão CS-210	8 x Ø3 cm	15 unidades por caixa (embalagem simples)
Lâmina CS-610	12,5 x 8 x 1 cm	15 unidades por caixa
Cube CS-310	1 x 1 x 1 cm	50 unidades por caixa (embalagem simples)
Dental CS-330	1 x 1 x 1 cm	30 unidades por embalagem, 2 embalagens por caixa
Pó/Pasta CS-260	1 grama	4 embalagens por caixa
Filme CS-950	20 x 7 x 0,05 cm	50 unidades por caixa (embalagem dupla)



Distribuído por: