

SPLINT NASAL

Modelador Nasal

O splint nasal tem como finalidade a sustentação e reconstituição anatomia da cavidade nasal além da prevenção de aderências, sangramentos e sinêquias.

Procedimento/Local: Procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia.



Splint Nasal **com Cânula**

Splint Nasal

REGISTRO ANVISA: 80743230073

ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
SNP.10.000.001	Splint Nasal ENT – com Cânula



orcamento@millenniummedical.com.br
qualidade@millenniummedical.com.br

(13) - 99205-3546

KIT FESS

O Kit FESS é utilizado para guia e proteção de endoscópios rígidos utilizados nas cirurgias intranasais.

Procedimentos: Otorrino / Buco Maxilo

Cânula com Irrigação
Autônoma 0°



Cânula com Irrigação
Autônoma 30°



Cânula com Irrigação
Autônoma 45°



Equipo de Irrigação



REGISTRO ANVISA: 80743239011