


O CAGE CERVICAL NEOSPACE, FABRICADO EM PEEK

É UM DISPOSITIVO DE FUSÃO INTERSOMÁTICA DE PERFIL ANGULADO (9.71° LORDÓTICO).

POSSUI RANHURAS NA SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O CORPO VERTEBRAL PARA OTIMIZAR A FIXAÇÃO E AUMENTAR A ESTABILIDADE DO IMPLANTE, E SEU BLOQUEIO É FEITO POR DOIS PARAFUSOS EM TITÂNIO DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 14, 16 E 18MM.

APRESENTA PERFIL ANATÔMICO E ORIFÍCIOS NA PARTE CENTRAL PARA PROPORCIONAR A ADEQUADA COLOCAÇÃO DE ENXERTO ÓSSEO DISPONÍVEIS NAS ALTURAS DE 6, 7, 8 MM, LARGURA DE 14, 16 E 18MM, E COMPRIMENTO DE 12, 14 E 15MM.

NEOSPACE - CAGE CERVICAL AUTOBLOQUEANTE




951.995

Box	Cage	Cervical
Autobloqueante		Self-locking
Cervical Cage Box		
Caja Cage Cervical Autobloqueo		

941.999

Conjunto do Container com Implantes
Container with Implants Set
Conjunto del Estuche con Implantes

CAGE CERVICAL AUTOBLOQUEANTE COM PARAFUSO
SELF-LOCKING CERVICAL CAGE WITH SCREW
CAGE CERVICAL AUTOBLOQUEO CON TORNILLO



Código Code Código	Comprimento x Largura x Altura Length x Width x Height Largo x Ancho x Altura
941.950	12 x 14 x 6.0
941.952	mm 12 x 14 x
941.954	7.0 mm 12 x 14
941.960	x 8.0 mm 14 x
941.962	16 x 6.0 mm 14
941.964	x 16 x 7.0 mm
941.970	14 x 16 x 8.0
941.972	mm 15 x 18 x
941.974	6.0 mm 15 x 18 x 7.0 mm 15 x 18 x 8.0 mm

PARAFUSO PARA CAGE AUTOBLOQUEANTE Ø2.4 mm
Ø2.4 mm SELF-LOCKING CAGE SCREW
TORNILLO PARA CAGE AUTOBLOQUEO Ø2.4 mm



Código Code Código	Compriment o Length Largo
942.520	14
942.521	mm
942.522	16 mm 18 mm

951.996

Container Cage Cervical Autobloqueante
Self-locking Cervical Cage Container
Estuche Cage Cervical Autobloqueo



INSTRUMENTAL
INSTRUMENTS
INSTRUMENTALES



Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código

Chave T8

T8 Screwdriver **908.141**

Blade Atornillador

T8



Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código

Martelo

Hammer **919.014**

Martillo



Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código

Chave de Mão 1.5 / 2.0 mm

Connector Handle
1.5 / 2.0 mm **950.072**

Mango Conector
1.5 / 2.0 mm



Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código

Diâmetro x Comp. Hélice x Comprimento
Diameter x Helix Length x Length
Diámetro x Largo Hélice x Largo

Broca Helicoidal

Helicoidal Drill Bit **950.120** Ø1.8 x 38 x 115 mm

Broca Helicoidal



Cabo Reto PD

PD Straight **951.228**

Handle Mango

Recto PD

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Compactador de Enxerto

Graft Compactor **951.504**

Compactador de Injerto

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Afastador Tipo Caspar

Caspar Spreader **951.607**

Esparcidor Tipo Caspar

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Pinça do Pino Distrator

Distractor Pin Forceps **951.609**

Pinza do Pino Distractor

INSTRUMENTAL
INSTRUMENTS
INSTRUMENTALES



Pino Distractor

Distractor Pin

951.623 Ø2.7x13 mm

Pino Distractor

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Chave Insertora Cage
Autobloqueante


Self-locking Cage Inserting
Wrench

951.710

Llave de Inserción del
Cage Autobloqueo

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Base Compactadora de
Enxerto

Graft Compactor Base

951.712

Base Compactadora Enjerto

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Impactador Cage
Autobloqueante

Self-locking Cage Impactor

951.715

Impactador Cage
Autobloqueo



Trocar Cage
Autobloqueante Self- **951.716**
locking Cage Trocar Tip
Trocar Cage

Autobloqueante

Descrição	Código
Description	Code
Descripción	Código



Guia Angulado Cage
Autobloqueante

Self-locking Cage **951.720**
Angled Guide

Guía Angulado Cage
Autobloqueo



Descrição	Código	Comprimento x Largura x
Description	Code	Altura Length x Width x Height
Descripción	Código	Largo x Ancho x Altura

	951.739	12 x 14 x 6 mm
Teste Cage Cervical	951.741	12 x 14 x 7 mm
Autobloqueante	951.743	12 x 14 x 8 mm
	951.759	14 x 16 x 6 mm
Self-locking Cervical Cage Test	951.761	14 x 16 x 7 mm
	951.763	14 x 16 x 8 mm
Testador Cage Cervical	951.769	15 x 18 x 6 mm
Autobloqueo	951.771	15 x 18 x 7 mm
	951.773	15 x 18 x 8 mm