

NEOSPACE - CERVICAL ANTERIOR




CONTAINER
CONTAINER
ESTUCHES

NEOSPACE - CAGE LUMBAR ANTERIOR (ALIF)

951.499

Container Cage ALIF
ALIF Cage Container
Estuche Cage ALIF



951.598 / 915.599

Conjunto do Container com Implantes e Instrumental
Container with Instruments and Implants Set
Conjunto del Estuche con Implantes y Instrumentales

CAGE ALIF PEEK
PEEK ALIF CAGE
CAGE ALIF PEEK



	8°		12°	
	26x31 mm	28x35 mm	26x31 mm	28x35 mm
10	941.55	941.56	941.55	941.56
mm	0	0	5	5
12	941.55	941.56	941.55	941.56
mm	1	1	6	6
14	941.55	941.56	941.55	941.56
mm	2	2	7	7
16	941.55	941.56	941.55	941.56
mm	3	3	8	8
18	941.55	941.56	941.55	941.56
mm	4	4	9	9



Martelo

Hammer

919.014

Martillo

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Cabo T

T Handle

951.002

Mango T

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Cabo Reto


Straight Handle

951.015

Mango Recto

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



R

aspa

951.367

Rasp

R

aspa



Chave Introduutora Cage ALIF


ALIF Introducer Wrench

951.470

Atornillador Introduutor Cage
ALIF

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Base Compactadora

Compactor Base

951.477

Base Compactadora

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código



Impactador do Cage ALIF

ALIF Cage Impactor

951.480

Impactador do Cage ALIF

Descrição
Description
Descripción

Código
Code
Código

Comprimento
Length
Largo



Lâmina Distratora

951.49

10 mm

4

12 mm

Distractor Blade

951.49

14 mm

5

16 mm

Hoja de Distracción

951.49

18 mm

6

951.49

7

951.49

8



Compactador de Enxerto

Bone Graft Compactor **951.504**

Compactador de Injerto



Descrição Description Descripción	Código Code Código	Comprimento Length Largo
Teste	951.445	26 x 31 x 10 8°
	951.446	26 x 31 x 12 8°
	951.447	26 x 31 x 14 8°
	951.448	26 x 31 x 16 8°
	951.449	26 x 31 x 18 8°
ALIF ALIF	951.450	26 x 31 x 10 12°
Test	951.451	26 x 31 x 12 12°
	951.452	26 x 31 x 14 12°
Teste	951.453	26 x 31 x 16 12°
	951.454	26 x 31 x 18 12°



Descrição Description Descripción	Código Code Código	Comprimento Length Largo
Teste	951.455	28 x 35 x 10 8°
	951.456	28 x 35 x 12 8°
	951.457	28 x 35 x 14 8°
	951.458	28 x 35 x 16 8°
	951.459	28 x 35 x 18 8°
ALIF ALIF	951.460	28 x 35 x 10 12°
Test	951.461	28 x 35 x 12 12°
	951.462	28 x 35 x 14 12°
Teste	951.463	28 x 35 x 16 12°
	951.464	28 x 35 x 18 12°

ALIF