




SISTEMA DE PARAFUSOS PEDICULARES - NEOSPINE

orcamento@millenniummedical.com.br
qualidade@millenniummedical.com.br



(13) - 99205-3546

SISTEMA DE PARAFUSOS PEDICULARES - NEOSPINE

- Corpo sólido



- Corpo canulado






- Todos os parafusos possuem rosca cônica que auxiliam a fixação do parafuso à cortical do pedículo

- 03 furos perpendiculares e equidistantes no corpo roscado e 01 furo paralelo passante.

- Furos com Ø1,0 mm facilitam a injeção de cimento ósseo.

- Detalhe do encaixe da chave




- Saliência para o bloqueio por compressão entre cabeça, corpo e barra.

DESCRIÇÃO
Barra



COMPRIMENTO (mm)	Titânio	Cobalto Cromo
40 mm	940.099	945.000*
50 mm	940.100	945.001*
60 mm	940.101	945.002*
70 mm	940.102	945.003*
80 mm	940.103	945.004*
90 mm	940.104	945.005*
100 mm	940.105	945.006*
110 mm	940.106	945.007*
120 mm	940.107	945.008*
130 mm	940.108	945.009*
140 mm	.	945.010*
150 mm	940.109	945.011*
160 mm	940.110	945.012*



COMPRIMENTO (mm)	Titânio	Cobalto Cromo
170 mm	940.111	945.013
180 mm	940.112	945.014
200 mm	940.113	945.015
220 mm	940.114	945.016
240 mm	940.115	945.017
260 mm	940.116	945.018
280 mm	940.117	945.019
300 mm	940.118	945.020*
320 mm	940.119	945.021
340 mm	940.120	945.022*
360 mm	940.121	945.023*
380 mm	940.122	945.024
400 mm		
420 mm		
440 mm		
460 mm		
480 mm		
500 mm		
520 mm		
540 mm		
560 mm		
580 mm		
600 mm		

DESCRIÇÃO
Parafuso Pedicular Poliaxial



COMPRIMENTO (mm) Ø4.5 mm

Ø5.5 mm

Ø6.5 mm

Ø7.5 mm

Ø8.5 mm

25 mm	940.401	.	.	.	.
30 mm	940.402	940.407	940.413	940.419	940.322*
35 mm	940.403	940.408	940.414	940.420	940.323*
40 mm	940.570	940.409	940.415	940.421	940.324*
45 mm	940.571	940.410	940.416	940.422	940.325*
50 mm	940.572	940.411	940.417	940.423	940.326*
55 mm	940.573	940.412	940.418	940.424	940.327*
60 mm	940.574*	940.576*	940.579	940.588	940.661
65 mm	940.575*	940.577*	940.580	940.589	940.662
70 mm	.	940.578*	940.581	940.590	940.663
75 mm	.	.	940.582	940.591	940.664
80 mm	.	.	940.583	940.592	940.665
85 mm	.	.	940.584	940.593	940.666
90 mm	.	.	940.585	940.594	940.667
95 mm	.	.	940.586	940.595	940.668
100 mm	.	.	940.587	940.596	940.669



MILLENNIUM
Medical

DESCRIÇÃO

Parafuso Pedicular Monoaxial



COMPRIMENTO (mm)	Ø4.5 mm	Ø5.5 mm	Ø6.5 mm	Ø7.5 mm	Ø8.5 mm
25 mm	940.022	•	•	•	•
30 mm	940.023	940.030	940.036	940.042	940.048
35 mm	940.024	940.031	940.037	940.043	940.049
40 mm	940.670	940.032	940.038	940.044	940.050
45 mm	940.671	940.033	940.039	940.045	940.051
50 mm	940.672	940.034	940.040	940.046	940.052
55 mm	940.673	940.035	940.041	940.047	940.053
60 mm	940.674*	940.540*	940.543*	940.552*	940.561*
65 mm	940.675*	940.541*	940.544*	940.553*	940.562*
70 mm	•	940.542*	940.545*	940.554*	940.563*
75 mm	•	•	940.546*	940.555*	940.564*
80 mm	•	•	940.547*	940.556*	940.565*
85 mm	•	•	940.548*	940.557*	940.566*
90 mm	•	•	940.549*	940.558*	940.567*
95 mm	•	•	940.550*	940.559*	940.568*
100 mm	•	•	940.551*	940.560*	940.569*

DESCRIÇÃO

Parafuso Pedicular Monoaxial Espondilolistese



COMPRIMENTO (mm)	Ø5.5 mm	Ø6.5 mm	Ø7.5 mm	Ø8.5 mm
30 mm	940.086	940.092	940.170*	940.176*
35 mm	940.087	940.093	940.171*	940.177*
40 mm	940.088	940.094	940.172*	940.178*
45 mm	940.089	940.095	940.173*	940.179*
50	940.09	940.096	940.174*	940.180*
mm 55	0	940.097*	940.175*	940.181*
mm	940.091			

DESCRIÇÃO

Parafuso Pedicular Poliaxial Espondilolistese



COMPIMENTO (mm)	Ø4.5 mm	Ø5.5 mm	Ø6.5 mm	Ø7.5 mm
25 mm	943.401	•	•	•
30 mm	943.402	943.412	943.422	943.442
35 mm	943.403	943.413	943.423	943.443
40 mm	943.404	943.414	943.424	943.444
45 mm	943.405	943.415	943.425	943.445
50 mm	943.406	943.416	943.426	943.446
55 mm	943.407*	943.417	943.427	943.447
60 mm	943.408*	943.418*	943.428	943.448
65 mm	943.409*	943.419*	943.429	943.449
70 mm	•	943.420*	943.430	943.450
75 mm	•	•	943.431	943.451
80 mm	•	•	943.432	943.452
85 mm	•	•	943.433	943.453
90 mm	•	•	943.434	943.454
95 mm	•	•	•	943.455
100 mm	•	•	•	943.456

DESCRIÇÃO

Parafuso Pedicular Poliaxial Canulado G2



COMPIMENTO (mm)	Ø6.5 mm	Ø7.5 mm
30 mm	940.451	940.459
35 mm	940.452	940.460
40 mm	940.453	940.461
45 mm	940.454	940.462
50 mm	940.455	940.463
55 mm	940.456	940.464
60 mm	940.457	940.465

DESCRIÇÃO


Grampo com Dupla Furação



DESCRIÇÃO	PEQUENO	MÉDIO	GRANDE
Cranial	945.030*	945.032*	945.034*
Caudal	945.031*	945.033*	945.035*

DESCRIÇÃO

Grampo



Ø5.5 mm	Ø6.5 mm	Ø7.5 mm
945.040	945.041	945.042

DESCRIÇÃO
Barra Transversal Flexível



COMPRIMENTO
(mm)

30 - 35 mm	940.333
36 - 41 mm	940.332
42 - 52 mm	940.328
52 - 62 mm	940.329
62 - 72 mm	940.330
72 - 82 mm	940.331

DESCRIÇÃO
Barra Transversal Fixo



COMPRIMENTO
(mm)

25 mm	940.185
30 mm	940.186
35 mm	940.187
40 mm	940.188
45 mm	940.189

DESCRIÇÃO
Barra Transversal Flexível



Ø4,0 mm

COMPRIMENTO
(mm)

60 mm	940.151
70 mm	940.152
80 mm	940.153

DESCRIÇÃO
Conector Paralelo Ø6,0 mm

940.123



DESCRIÇÃO
Gancho Torácico

Curto 940.130



DESCRIÇÃO
Conector Axial

940.140



DESCRIÇÃO
Gancho Torácico

Longo 940.131



DESCRIÇÃO
Conector

Transversal 940.150



DESCRIÇÃO
Gancho Laminar

940.132

DIREITO 940.134

ESQUERDO 940.135



DESCRIÇÃO
Conector de Barra Ø6x6 mm

940.660



DESCRIÇÃO
Gancho

Pedicular 940.133



DESCRIÇÃO
Gancho Laminar Deslocado


	PEQUENO	GRANDE
DIREITO	940.141	940.143
ESQUERDO	940.142	940.144



DESCRIÇÃO

Container Parafuso Pedicular Poliaxial


Neospine 951.991



DESCRIÇÃO

Container Parafuso Pedicular Monoaxial

Neospine 951.992



DESCRIÇÃO

Container Parafuso Pedicular Espondilolistese

Neospine 951.993



DESCRIÇÃO

Container Parafuso Pedicular Canulado

Neospine 951.994

