

The background of the entire page is a photograph of two surgeons in an operating room. They are wearing blue scrubs, white masks, and black surgical caps. The cap of the surgeon in the foreground has the Millennium Medical logo on it. The background is slightly blurred, showing surgical equipment and bright lights.

MILLENNIUM
Medical

KIT PARA ENDOSCOPIA DE COLUNA

orcamento@millenniummedical.com.br
qualidade@millenniummedical.com.br

(13) - 99205-3546

KIT CÂNULA PARA ARTROSCOPIA

Os Kits Cântula para Artroscopia de Joelho e de Ombro Nexxarthro são compostos por produtos necessários para realização de cirurgias do joelho e de ombro, por via artroscópica, cujos tipos de enfermidades, traumas e danos possam ser solucionados ou amenizados por este tipo de procedimento.



Ombro

REGISTRO ANVISA: 80743230080

Cântula de Microd. (IN) Ø Ext. (mm)	Cântula de Microd. (OB) Ø Ext. (mm)	Cântula de Microd. (Tipo de Encaixe)	Cântula de Artr. (Ø x compr. mm)	Caneta de Ablação RF Monopolar (Tipo)	Equipo de Irrigação (Tipo)
4,2 5,5	4,0 5,5	ST LV EP RZ SM	8,5 x 70 8,5 x 90	STRIPED	ST LV AR AS
					

Joelho


REGISTRO ANVISA: 80743230079

Cântula de Microd. (IN) Ø Ext. (mm)	Cântula de Microd. (Tipo de Encaixe)	Cântula de Artr. (Ø x compr. mm)	Caneta de Ablação RF Monopolar (Tipo)	Equipo de Irrigação (Tipo)
4,2	ST LV EP RZ SM	8,5 x 70	SHELL	Sem Irrigador / Irrigador 4 vias
				

ENDOSCÓPIOS PARA ARTROSCOPIA

Nexxview

Artroscópios são utilizados para o diagnóstico e tratamento de articulações.



Diâmetro (mm)	Comprimento Útil (mm)	Ângulo da Ponta (°)
Ø1,9	65 110	0 30 70
Ø2,0	275	0 20 30 70
Ø2,7	65 110 175 190 300	0 30 70
Ø3,0	150 175 300	0 30 45 70
Ø4,0	50 155 175 275 300 330	0 12 30 70
Ø4,8	155	0 30 70
Ø5,2	200 290	0 12 30 70
Ø6,2	200	0 20 30 70
Ø7,2	200	0 20 30 70
Ø10,0	300 330 345	0 30 70

REGISTRO ANVISA: 80743239018

Nexxview Descartável

O seu tamanho externo de 4,0 mm permite o manuseio óptico no manejo das vias artroscópicas, facilitando a visualização. O Nexxview descartável traz a segurança no ato cirúrgico por ser de uso único e evitar contaminações cruzadas.

Diâmetro (mm)	Comprimento Útil (mm)	Ângulo da Ponta (°)
Ø4,0	175	0 30 45 70



REGISTRO ANVISA: 80743239017

CÂNULA PARA ARTROSCOPIA

Cânula manutenção do portal de acesso, confeccionada com materiais de grau médico e com sistema de selagem triplo para minimizar perda de fluido e pressão durante o procedimento.

Procedimentos: Artroscopia

- Selagem tripla com silicone (grau médico) de alto desempenho para minimizar vazamentos e durabilidade para passagem de instrumentos
- Válvula de controle de fluxo de fechamento rápido
- Obturador de cânula com polímero (grau médico) de alta resistência e desempenho
- Cânula com rosca com perfil otimizado para fixação adequada ao mesmo tempo que minimiza trauma aos tecidos



Diâmetro (mm)	Comprimentos (mm)
6,25	70 90
8,25	70 90
8,50	120

ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
80862570	Cânula para Artroscopia 6,25 x
80862590	70mm Cânula para Artroscopia 6,25
80882570	x 90mm Cânula para Artroscopia
80882590	8,25 x 70mm Cânula para
	Artroscopia 8,25 x 90mm

Ponteiras de Ablação RF

KIT CÂNULA PARA ARTROSCOPIA

A Ponteira de Ablação RF é utilizada para corte, excisão, coagulação e hemostasia de tecidos moles em procedimentos cirúrgicos artroscópicos realizados com fluido condutor.

Procedimento/Local: Joelhos, ombros, quadris, tornozelo, pés, pulsos, punhos e cotovelos.

Sem Sucção



Com Sucção



Diâmetro haste	3,0 mm	3,6 mm
Comprimento	150 mm	150 mm

COM Sucção



SEM Sucção



Conectores



ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
ELBART004	ART Lo Pro
ELBART007	3,6 ART Bevel 3,0

LÂMINAS PARA SHAVER

As lâminas são produzidas com materiais e processos controlados para oferecer corte eficaz e ao mesmo tempo segurança durante o uso, diminuindo vibrações, desprendimento e travamentos.

Procedimento/Local: Joelho, ombro, quadril, cotovelo, pulso, tornozelo, articulações menores e otorrino.

REGISTROS ANVISA:
80743230026 | 80743230027

Engates

LV



RZ



SM



ST



FR
Full Radius



RS
Resector



IN
Incisor



OB
Oval Burr



RB
Round Burr



Encaixes

Comprimento

LV | RZ |
ST | EP

95 | 130 mm

180 mm

Ø 3,0 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,5 mm

Ø 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,5 mm

Ø 4,0 | 5,5
6,5 mm

Ø 4,0
5,0 mm

ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código

Descrição

IN4213LV	Cânula de Microdebridação Exxocut IN 42 13 LV
IN4213ST	Cânula de Microdebridação Exxocut IN 42 13 ST
OB4013LV	Cânula de Microdebridação Exxocut OB 40 13 LV
IN4213EP	Cânula de Microdebridação Exxocut IN 42 13 EP
IN4213RZ	Cânula de Microdebridação Exxocut IN 42 13 RZ
IN5513LV	Cânula de Microdebridação Exxocut IN 55 13 LV
OB5513LV	Cânula de Microdebridação Exxocut OB 55 13 LV
OB5513ST	Cânula de Microdebridação Exxocut OB 55 13

ST

ELETRODOS MONOPOLARES

Ponteiras de Ablação

Indicadas para encaixe em canetas de eletrocirurgia monopolares para obter efeitos de ablação e coagulação de tecidos realizados com fluido condutor.

Procedimento/Local: Joelhos, ombros e quadris.

Ball (BA)



Striped (ST)



Shell (SH)



Hook (HK)



Angulações da ponta: Ponta: curta
0° | 30° | 45° | 60° | 90° média | longa

Comprimentos 100, 200 e 250 mm

COM CANETA

REGISTRO ANVISA: 80743230025

ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
CAPSH90200	Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo SHELL 90°
CAPST90200	Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo STRIPED 90°



SEM CANETA*

REGISTRO ANVISA: 80743230003

ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
ELPST90200	Ponteira de Ablação Exxomed ELP ST 90 200
ELPSH90200	Ponteira de Ablação Exxomed ELP SH 90 200



Conector:



*apenas no tamanho de 200 mm

ELETRODOS MONOPOLARES

Microdissectores

As Canetas para Ablação RF são utilizadas para transferir a energia elétrica de geradores eletrocirúrgicos para o tecido alvo (eletrocirurgia monopolar), de forma a obter o efeito desejado durante cirurgias abertas e minimamente invasivas, especialmente artroscopias.

Procedimento/Local: Joelhos, ombros, quadris, tornozelo, pés, pulsos, punhos e cotovelos.



COM CANETA

REGISTRO ANVISA: 80743230025



SEM CANETA

REGISTRO ANVISA: 80743230078



ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
CAPAG00052	Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo AGULHA 0°
CAPAG00084	52mm. Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo AGULHA
CAPAG00110	0° 84mm. Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo AGULHA 0° 110mm.

Conector:



AGULHAS PARA PASSADOR DE SUTURA

A família de Agulhas para Passador de Sutura foi desenvolvida pela NexxMed com material superelástico de alto desempenho e rígido controle de qualidade segundo normas nacionais e internacionais, garantindo eficácia e segurança no uso, sendo compatíveis com os principais passadores de sutura do mercado.

Procedimento/Local: Geral.

REGISTROS ANVISA: 80743230002 | 80743230005



ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
AGP.CQ.01	Guia Flexível para Passador de Sutura Estéril Exxoflex CQ
AGP.EP.01	Guia Flexível para Passador de Sutura Estéril Exxoflex EP/ES I
AGP.ES.02	Guia Flexível para Passador de Sutura Estéril Exxoflex ES II
AGP.FP.01	Guia Flexível para Passador de Sutura Estéril Exxoflex FP I
AGP.SC.01	Guia Flexível para Passador de Sutura Estéril Exxoflex SC I
AGP.SC.02	Guia Flexível para Passador de Sutura Estéril Exxoflex SC II
AGP.SC.03	Guia Flexível para Passador de Sutura Estéril Exxoflex SC M

GANCHO DE COMPRESSÃO PASSADOR DE SUTURA DESCARTÁVEL EXXOLOOP

O Gancho de Compressão Passador de Sutura Descartável ExxoLoop tem por finalidade permitir o posicionamento e a manipulação de fios de sutura através do tecido mole durante procedimentos cirúrgicos artroscópicos.

Composição do fio: Nitinol conforme Norma ASTM F2063

Procedimento/Local: Geral.



Angulação ponta	30°	
Comprimento	45°	160
	mm	



EQUIPOS PARA ARTROSCOPIA

A família de Equipos para Artroscopia foi desenvolvida para oferecer compatibilidade e precisão, de forma a evitar variações comuns e indesejáveis durante o uso.

Procedimentos: Artroscopia

Opções com 2 ou 4 vias.

Equipo LV



Equipo AR



Equipo AS
(arthrosmart)



Equipo RE
ST



REGISTROS ANVISA: 80743230006 | 80743239002

† 100% testados eletronicamente para vazamentos (estanqueidade)

† Projeto e fabricação dos sensores e outros componentes críticos para evitar variações no controle de pressão nos diversos modelos

† Tubos e outros componentes fabricados com materiais grau médico e atóxicos

ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
EQP02AR00	Equipo para Artroscopia Exxoflow 2 Vias Encaixe
EQP02LV00	AR Equipo para Artroscopia LV
EQP02RE00	Equipo para Artroscopia Exxoflow 2 Vias Encaixe
EQP02ST00	RE Equipo para Artroscopia Exxoflow 2 Vias Encaixe ST

EQUIPO PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA

Irrigador Irrigoplass - Equipo Gravitacional

O produto é indicado em artroscopia, videolaparoscopia ou qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico que necessite de irrigação contínua.

Procedimentos: Geral

Opções com 2, 3 ou 4 vias.



ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
8010201	IRRIGOPLASS 2 VIAS
8010301	IRRIGOPLASS 3 VIAS
8010401	IRRIGOPLASS 4 VIAS

LUVA DE ARTROSCOPIA

A Luva de Artroscopia é indicada como proteção estéril no ato cirúrgico. O produto é destinado aos profissionais da área médico-hospitalar, devidamente especializados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso.



Procedimentos: Artroscopia



INSTRUMENTAL PARA ARTROSCOPIA

Pinças

L = 130 | 175 | 220 mm
 Ø Haste: 2,75 | 3,5 | 4,2 mm
 Ponta reta, inclinada ou curvada
 direita/esquerda



Curetas

L = 130 / 175 / 220 mm



Probes Curto e Longo

Probe STD

Ø Ponta: 3 | 3.5 | 4 mm
 Ponta: 30° | 45° | 70° | 90°


Probe Hook

(Joelho)
 Ø Ponta: 1 mm
 Ponta: 90°




Passador de Sutura

L = 130 | 175 | 220 mm



Pulsão (Pick)

L = 130 | 175 | 220
 mm Ponta: 20° | 25° |
 30°
 35° | 40° | 60°



Empurrador de Nó

L = 130 | 220 mm



Empurrador de Nó



Empurrador de Nó
 Orifício fechado

INSTRUMENTAL PARA ARTROSCOPIA

Pinças

L = 130 | 175/220 mm
Ø Haste: 2,7/3,5/4,2 mm

Punch (Joelho)

- Reta
- Up 15º
- Esquerda
- Direita

Grasper Alligator (Joelho / Ombro)

Artroscopy Knee Grasper (Joelho)

Grasper Retriever (Ombro)

Bird Beak (Ombro)

- Reta
- Up 15º
- Esquerda
- Direita

Cortador de Sutura (Ombro)



Pinças

Probe STD

Ø Ponta: 3 | 3.5 | 4 mm
Ponta: 30º | 45º | 70º | 90º

Probe Hook (Joelho)

Ø Ponta: 1 mm
Ponta: 90º



Empurrador de Nó

L = 130 | 220 mm

Empurrador de Nó

Empurrador de Nó Orifício fechado



Passador de Sutura Ombro



Passador de Sutura Joelho/ Menisco



NEXXFIX

Âncoras

A família de Âncoras Nexxmed é indicada para procedimentos cirúrgicos convencionais ou artroscópicos de reinserção de tecidos moles, músculos, tendões ou ligamentos sobre partes ósseas das articulações.

Material Diâmetro (mm)

Titânio 2,7 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5
Sextavado Interno e Externo

PEEK 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5,5
Roscada, Knotless e Impactada

Soft 1,5 | 1,8 | 3
Impactada



Parafusos de Interferência Peek


A família de parafusos de interferência Nexxmed está indicada na fixação de tecidos moles nos túneis ósseos da tíbia e do fêmur em procedimentos artroscópicos e convencionais de reconstrução dos ligamentos cruzados do joelho visando o restabelecimento da biomecânica articular.

Material	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
PEEK	7 8 9 10	25 30



Endobutton

Indicados para fixação de enxertos ligamentares ou tendões em cirurgias ortopédicas para reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho humano.



NEXXFIX

Parafusos de interferência Titânio

A família de parafusos de interferência Nexxmed está indicada na fixação de tecidos moles nos túneis ósseos da tíbia e do fêmur em procedimentos artroscópicos e convencionais de reconstrução dos ligamentos cruzados do joelho visando o restabelecimento da biomecânica articular.

ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL



Material	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
Titânio	7 8 9 10 11	20 a 40 mm

TORRE PARA ARTROSCOPIA NEXXMED

A TORRE PARA ASTROCOPIA NEXXMED proporciona um método completo e altamente seguro para a realização de cirurgias endoscópicas onde a abordagem minimamente invasiva é indicada.

O sistema é composto por:

- Shaver para microdebridação,
- Bomba de Irrigação
- Câmera de Vídeo
- Fonte de Luz



ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
ES1000	SHAVER PARA ARTROSCOPIA NEXXCUT
ES2000	NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA POR IMAGEM GUIADA NEXXDUO
ES3000	BOMBA DE IRRIGAÇÃO PARA ARTROSCOPIA NEXXPUMP

ELETRODOS MONOPOLARES

Ponteiras de Ablação

Indicadas para encaixe em canetas de eletrocirurgia monopolares para obter efeitos de ablação e coagulação de tecidos realizados com fluido condutor.

Procedimento/Local: Tornozelos, pés, pulsos, punhos e cotovelos.

Shell (SH)



Angulação da ponta: 90°

Comprimento: 100mm



Conector:



ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
CAPSH90100	Caneta para Ablação RF com ponta ativa tipo SHELL 90°

ELETRODOS MONOPOLARES

O splint nasal tem como finalidade a sustentação e reconstituição anatomia da cavidade nasal além da prevenção de aderências, sangramentos e sinéquias.

Procedimento/Local: Procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia.



Splint Nasal **Reto**



Splint Nasal **com Cânula**

ITENS MAIS COMERCIALIZADOS

Código	Descrição
SNP.10.000.001	Splint Nasal ENT – com Cânula

LÂMINAS PARA SHAVER

As lâminas são produzidas com materiais e processos controlados para oferecer corte eficaz e ao mesmo tempo segurança durante o uso, diminuindo vibrações, desprendimento e travamentos.

Procedimento/Local: Otorrino.

REGISTRO ANVISA: 80743230049

Engates

LV



RZ



SM



ST



FR
Full Radius



RS
Resector



IN
Incisor



OB
Oval Burr



RB
Round Burr



Encaixes

Comprimento

LV | RZ |
ST | EP |
SM

95 mm

Ø 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 mm - somente ângulo 0°

120 mm

Janela de corte pra dentro - Ø 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 mm
ângulos: 0° | 15° | 40°

Janela de corte pra fora - Ø 4,0 mm - ângulos: 15° | 40°

*modelos OB e RB somente ângulo 0o

LÂMINAS PARA SHAVER MULTIANGULÁRES

Ponteiras de Ablação

As cânulas são confeccionadas para uso microdebridação de tecidos em procedimentos de otorrinolarigologia.

Procedimento/Local: Otorrino.

Encaixes	LV RZ ST EP SM
Diâm. ponta	Ø 3,0 3,5 4,0 5,0 mm
Comprimentos	95 120 mm



Diferentes
angulações, um
único produto

0°, 15°, 30° ou 40°

Sua tecnologia permite
que ele seja moldado
durante o ato cirúrgico,
preservando suas
características de corte
e aspiração.

REGISTRO ANVISA: 80743230054

Dispositivo de Dobra

O Dispositivo de Dobra se destina a oferecer a possibilidade de dobrar/angular de cânulas de microdebridação ENT multianguladas (registro próprio) retas para uso em microdebridação de tecidos em procedimentos de otorrinolarigologia, de forma a oferecer flexibilidade durante o procedimento cirúrgico.

REGISTRO ANVISA: 80743230050



KIT CÂNULA NEXXSPINE ENDO

O Kit Cântula Nexxspine Endo é a opção mais completa existente para o acesso e tratamento das herniações nos mais diversos graus de evolução sejam abauladas ou contidas, protusas, extrusas ou migradas que possam causar compressão medular e/ou nervosas em todos os níveis da coluna vertebral.

Procedimento/Local: Coluna Cervical e Lombar.



Broca Cortante ou Diamantada



Fio Guia com Manopla de proteção



Agulha de Punção



Dilatador canulado ponta cônica




Cântula de Acesso



Equipo de Irrigação



Cântula Dissectora Bipolar HF
Ø 2,5 x 360 mm



REGISTRO ANVISA: 80743230076



KIT CÂNULA DISSECTOMIA PERCUTÂNEA DE DISCO

Produto tem a finalidade de oferecer a via de acesso percutânea para a realização de procedimentos de descompressão de hérnia de disco intervertebral, de forma minimamente invasiva (dissectomia percutânea).

Procedimento/Local: Coluna Cervical e Lombar.

Coluna Cervical Coluna Lombar

Dimensões	Ø 2,0 x 130 mm Ø 2,0 x 200 mm Ø 3,0 x 130 mm Ø 3,0 x 200 mm
Encaixe	LV RZ ST EP SM
Ponta	IN – Incisor



Trocarte



Obturador



Trefina



Fio Guia



Cânula de Corte Reciprocante



Tubo Aspirador com Coletor


Produto ESTÉRIL

REGISTRO ANVISA: 80743230030

KIT PERCUTÂNEO E ENDOSCÓPICO NEXXSPINE

Os Kits Percutâneos e Endoscópicos Nexxspine possuem como indicação e finalidade de uso oferecer a via de acesso percutânea, irrigação e realização de procedimentos de descompressão de hérnia de disco intervertebral, de forma minimamente invasiva (dissectomia percutânea).

Procedimento/Local: Coluna Cervical e Lombar.



Conectores

Coluna Cervical Coluna Lombar

Dimensões

Ø 2,0 x 130 mm Ø 2,0 x 200 mm
Ø 3,0 x 130 mm Ø 3,0 x 200 mm

Encaixe

LV | RZ | ST | EP | SM

Ponta

IN – Incisor



IN
Incisor




Equipo ST

REGISTRO ANVISA: 80743230076

CÂNULA DE MICRODEBRIDAÇÃO

A Cânulla de Microdebridação Nexxspine possui a função de realizar a microdebridação de tecidos moles e ósseos em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos de coluna.

Procedimento/Local: Coluna.



Ø 3,0 | 3,5 mm
Comprimentos: 250 | 280 | 330 mm

*com proteção

ENDOSCÓPIOS PARA COLUNA

Artroscópios são utilizados para o diagnóstico e tratamento de articulações.



Nexxspine

Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro do Canal de Trabalho (mm)	Comprimento Útil (mm)	Ângulo da Ponta (°)
Ø5,8	Ø3,1	120 125	45 30
Ø6,3	Ø3,7	125 130 171 180 208 220	0 15 30 70
Ø7,0	Ø4,3	130 180	0 15 30
Ø7,3	Ø4,7	68 150 171 208	0 15 30
Ø10,0	Ø6,0	125 270	0 15 30

REGISTRO ANVISA: 80743239019

ENDOSCÓPIOS PARA COLUNA

Cânula Dissectora Bipolar HF

A Cânula Dissectora Bipolar HF é utilizada para corte, excisão, coagulação e hemostasia de tecidos moles.

Procedimento/Local: Coluna vertebral e procedimentos neuroendoscópicos.



Diâmetro haste 2,5 mm

Comprimento 360 mm



Conectores



KIT CÂNULA NEXXBLOCK

O Kit Cântula NexxBlock é indicado para procedimentos de estimulação, localização e bloqueio de nervos e articulações, especialmente os que aplicam técnicas minimamente invasivas. Possui modelos compatíveis com posicionamento através ultrassonografia (sonovisíveis), ozonioterapia, viscosuplementação e entrega de fármacos, caso seja necessário a utilização durante o procedimento.

Procedimentos: Coluna

Cântula de Bloqueio de Nervos:

02 ou 04 unidades

Dimensões: Ø 16G / 21G / 22G x

50 / 80 / 100 / 150 / 200 mm

Tipo de Ponta: Reta ou Curva



Guia Radiopaco:

1 unidade

Ø2,35 x 235 mm



Dispositivo para Controle de Fluxo:

Luer lock rotacional 3 estágios

Luer lock duplo rotacional

Seringa 12ml com luer lock



KIT CÂNULA NEXXBLOCK ONE

O Kit Cântula NexxBlock One é indicado para procedimentos de estimulação, localização e bloqueio de nervos e articulações, especialmente os que aplicam técnicas minimamente invasivas. Possui modelos compatíveis com posicionamento através ultrassonografia (sonovisíveis), ozonioterapia, viscosuplementação e entrega de fármacos, caso seja necessário a utilização durante o procedimento.

Procedimentos: Coluna

Cântula de Bloqueio de Nervos

01 unidade

Dimensões: Ø 18G a 22G x

50 / 100 / 150 mm

Tipo de Ponta: Reta

Caneta de Marcação

Cirúrgica

01 unidade

Escala

01 unidade

150 mm



KIT FESS

O Kit FESS é utilizado para guia e proteção de endoscópios rígidos utilizados nas cirurgias intranasais.

Procedimentos: Otorrino / Buco Maxilo

Cânula com Irrigação
Autônoma 0°



Cânula com Irrigação
Autônoma 30°



Cânula com Irrigação
Autônoma 45°



Equipo de Irrigação

