



DISPOSITIVOS INTERSOMATICOS




orcamento@millenniummedical.com.br
qualidade@millenniummedical.com.br

(13) - 99205-3546




Registro ANVISA: 80071910086

Dispositivo Intersomático ALIF Osteofusion em PEEK, sistema intervertebral projetado para proporcionar fusão lombar através de acesso anterior. Com um design aprimorado aliado à instrumentais exclusivos que possibilitam rápida introdução e garantem a segurança e eficácia durante o processo cirúrgico.



Ranhas de fixação



Perfil anatômico que
mimetiza o disco vertebral



Ângulo anatômico de
fixação do parafuso





Marcadores
Radiopacos



Grande cavidade para
enxertia



Parafuso bloqueado e
auto-rosqueante



$L \times C$
26mm x 33mm
28mm x 38mm

26x33mm

30.058.00009 - 10mm X 6°
30.058.00010 - 10mm X 12°
30.058.00011 - 12mm X 6°
30.058.00012 - 12mm X 12°
30.058.00013 - 12mm X 16°
30.058.00014 - 14mm X 6°
30.058.00015 - 14mm X 12°
30.058.00016 - 14mm X 16°
30.058.00017 - 14mm X 20°
30.058.00018 - 16mm X 6°
30.058.00019 - 16mm X 12°
30.058.00020 - 16mm X 16°
30.058.00021 - 16mm X 20°
30.058.00022 - 16mm X 25°
30.058.00023 - 18mm X 6°
30.058.00024 - 18mm X 12°
30.058.00025 - 18mm X 16°
30.058.00026 - 18mm X 20°
30.058.00027 - 18mm X 25°

28x38mm

30.058.00028 - 10mm X 6°
30.058.00029 - 12mm X 6°
30.058.00030 - 12mm X 12°
30.058.00031 - 12mm X 16°
30.058.00032 - 14mm X 6°
30.058.00033 - 14mm X 12°
30.058.00034 - 14mm X 16°
30.058.00035 - 14mm X 20°
30.058.00036 - 16mm X 6°
30.058.00037 - 16mm X 12°
30.058.00038 - 16mm X 16°
30.058.00039 - 16mm X 20°
30.058.00040 - 16mm X 25°



Parafuso ALIF

30.058.00056 - 15mm
30.058.00061 - 20mm
30.058.00066 - 25mm
30.058.00071 - 30mm
30.058.00076 - 35mm

CLIQUE PARA DOWNLOAD



INSTRUÇÕES DE USO


Kit ALIF - Instrumentais



30.061.00144 Introdutor Cage ALIF



30.061.00226 Cabo Interchangeável



30.061.00307 Chave Hexalobular T-20 ALIF



30.061.00308 Introdutor de Prova



30.061.00317 Chave Cardan T-20




30.061.00318 Perfurador Cardan



30.061.00315 Impactor ALIF - LLIF - OLIF



30.061.00314 Martelo



31.061.00306 Base para Impactar Enxerto



30.061.00309 Impactor de Enxerto ALIF

Kit ALIF - Instrumentais



30.061.00228 Perfurador Reto



30.061.00321 Pinça de Apoio



30.061.00324 Introdutor de Pinos Sextavado



30.061.00229 Alicate de Apoio



30.061.00325 Introdutor de Pinos Sextavado Cardan



30.061.00323 Pino Introdutor ALIF

- 30.061.00230 Prova ALIF 10mm 6°
- 30.061.00232 Prova ALIF 10mm 12°
- 30.061.00234 Prova ALIF 12mm 6°
- 30.061.00236 Prova ALIF 12mm 12°
- 30.061.00238 Prova ALIF 12mm 16°
- 30.061.00240 Prova ALIF 14mm 6°
- 30.061.00242 Prova ALIF 14mm 12°
- 30.061.00244 Prova ALIF 14mm 16°
- 30.061.00246 Prova ALIF 14mm 20°
- 30.061.00248 Prova ALIF 16mm 6°
- 30.061.00250 Prova ALIF 16mm 12°
- 30.061.00252 Prova ALIF 16mm 16°
- 30.061.00254 Prova ALIF 16mm 20°
- 30.061.00256 Prova ALIF 16mm 25°
- 30.061.00258 Prova ALIF 18mm 6°
- 30.061.00260 Prova ALIF 18mm 12°
- 30.061.00262 Prova ALIF 18mm 16°
- 30.061.00264 Prova ALIF 18mm 20°
- 30.061.00266 Prova ALIF 18mm 25°