



## KIT PAIN RELIEVE

*Kit Cãnula para bloqueio com estímulo*

**ANVISA: 81050769017**

KIT CÃNULA

PAIN RELIEVE



## KIT PAIN RELIEVE KIT CÂNULA

*Kit Cãnula bloqueio com estimula ão*

O Kit Cãnula de Bloqueio com Estimulaçãõ Pain Relieve é indicado para procedimentos de bloqueio de nervos periféricos e articulações, onde a estimulaçãõ se faz necessãria para localizaçãõ precisa do nervo alvo.

Para estimulaçãõ e localizaçãõ do nervo, um equipamento estimulador de nervos deverã ser utilizado. O Kit Cãnula de Bloqueio Safeblock poderã ser utilizado com qualquer equipamento de estimulaçãõ registrado na ANVISA.



### **Composiçãõ do kit:**

2 Cãnulas de bloqueio e estimulaçãõ  
1 Seringa 10ml c/ rosca

### **Características:**

**Tamanhos:** 50MM / 100MM/ 150MM;

**Gauge:** 21;

Ecogênica;

Engate rãpido da seringa para injeçãõ de fármacos;



orcamento@millenniummedical.com.br  
qualidade@millenniummedical.com.br

**(13) - 99205-3546**