



NERVEKONTROL é um kit cirúrgico minimamente invasivo para procedimentos de bloqueio de nervos periféricos e articulações em que a estimulação se faz necessária para localização precisa do nervo alvo. As duas cânulas do kit possuem uma cobertura refletiva para perfeita visualização por ultrassom. A estimulação, bem como o bloqueio anestésico, podem ser feitos em conjunto ou separadamente à critério do médico.

NERVEKONTROL é um sistema composto por:

- 2 cânulas estimuladoras de nervo de aço inoxidável com linha de cobre.
- 1 Manifold 3 vias.
- 1 Seringa anatômica de control.
- 1 Conector Luer lock .
- 1 Grid de posicionamento radiopaca.



ESPECIFICAÇÕES:

- Cânulas para visualização nítida no sistema ultrassom.
- Cânulas com ponta B-bevel, garante menos dor e mínimo trauma durante a punção.
- Marcações nas cânulas que permitem um alto grau de precisão e segurança para o cirurgião.
- Grid de posicionamento radiopaco minimizando a exposição de radiação e redução de tempo cirúrgico.



orcamento@millenniummedical.com.br
qualidade@millenniummedical.com.br

(13) - 99205-3546

REGISTRO ANVISA N°81588849008.