




PINÇAS BIPOLARES DESCARTÁVEIS BAIONETA NON-STICK OSTEOMED:

- produtos descartáveis, de uso único;
- uso pretendido em procedimentos cirúrgicos delicados como microcirurgias (vasculares, neurocirúrgicas, coluna) objetivando a coagulação, dissecação, de corte ou fulguração por via eletrocirúrgica;
- ponta "non-stick" - evita que que resíduos teciduais permaneçam aderidos à superfície da ponta, aumentando a eficiência;
- duto de irrigação acoplado;



Código	Comprimento(L)
30.066.10001	160mm
30.066.10002	180mm
30.066.10003	200mm
30.066.10004	220mm
30.066.10005	250mm

Tensão de Saída Máxima	Frequência de Operação
1500 V	0,3 - 1 MhZ