



BIOPSVERTY

KIT CÂNULAS PARA BIOPSIA VERTEBRAL

REGISTRO ANVISA: 10309310033

KIT ESTÉRIL DESCARTÁVEL

Moderno e funcional sistema para Biópsia Vertebral. Sistema de cabos desenvolvidos com acabamento sofisticado, embalados em blister de dupla proteção. Equipados com uma moderna lâmina de coleta de material. Instrumento leve, ergonômico e de alta performance.



www.safirasafe.com.br

orcamento@millenniummedical.com.br
qualidade@millenniummedical.com.br

(13) - 99205-3546



REGISTRO ANVISA 10309310033
REGISTRO ANVISA 10309310033

INDICAÇÃO:

O BIOPSVERTY é um produto estéril, utilizado no procedimento de biópsia vertebral para a obtenção de material para cultura e análise tecidual. O produto é de uso único e todos os componentes devem ser descartados após utilizados. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos. O uso do sistema para biópsia vertebral estéril permite a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, a coleta de mais material com melhor qualidade ao patologista; a coleta de material esponjoso, cortical e discal; e fácil



Kit Estéril/Descartável



Kit cirúrgico estéril de uso único composto por:

- 1- PUNÇÃO INICIADORA
COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 210mm
COMPRIMENTO TOTAL (PONTA ATIVA + CABO) 246mm
- 1- CÂNULA DE TRABALHO
COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 158mm
COMPRIMENTO TOTAL (PONTA ATIVA + CABO) 192mm
- 1- CÂNULA PARA EXPANSÃO
COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 121mm
COMPRIMENTO TOTAL (PONTA ATIVA + CABO) 155mm
- 1- CÂNULA EXTRATORA C/ PONTA RETRÁTIL
COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 188mm
COMPRIMENTO TOTAL (PONTA ATIVA + CABO) 231mm
- 1- CONECTOR PARA IMPACTO.

