

BIÓPSIA CEREBRAL

NAVEGADA E
ESTEREOTAXIA



BIOPSNEURO CONJUNTO PARA BIÓPSIA CEREBRAL



INCLUSO NO KIT

- ACOMPANHAM PARAFUSOS ESTÉREIS PARA O ARCO ESTEREOTÁXICO



REGISTRO ANVISA 10309310035

Kit de cânulas para procedimento cirúrgico minimamente invasivo de biópsia cerebral via estereotaxia para obtenção e coleta de material.

KIT ESTÉRIL/DESCARTÁVEL




VANTAGENS

- PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO
- COLETA DE MELHOR QUALIDADE AO PATOLOGISTA
- SEGURANÇA NO PROCEDIMENTO
- FÁCIL E INTUITIVA MANIPULAÇÃO DAS CÂNULAS

COMPATÍVEL

- COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS ARCOS DO MERCADO



BIOPSNEURO CONJUNTO PARA BIÓPSIA CEREBRAL

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO POR:

- 01 – MANDRIL Ø1.5 MM COM PONTA FACETADA;
- 01 - MANDRIL 01.5 MM COM PONTA REDONDA;
- 01 - C NULA GUIA 02.1 MM PARA MANDRIL;
- 01 - BOTÃO PARA FIO PUNÇÃO 01.5 MM;
- 01 - FIO PUNÇÃO 01.5 MM;
- 01 - BUCHA LIMITADORA COM TRAVA;
- 01 - INJETOR DE 01 ML COM CONEXÃO LUER SLIP;
- 01 - AGULHA 22G 1" (0.70 X 25 MM) COM CONEXÃO LUER SLIP;
- 01 - CATETER BALÃO 9 X 800 MM PARA TRIGÊMEO.



DETALHE DA PONTA



ATENÇÃO: ESSE PRODUTO NÃO ACOMPANHA MATERIAL IMPLANTÁVEL E/OU ARCO ESTEREOTÁXICO.