

BOTÃO DE FECHAMENTO DE CRÂNIO ESTÉRIL

REGISTRO ANVISA: 10309310054

**PROPORCIONAM UMA FIXAÇÃO ESTÁVEL
DO RETALHO ÓSSEO, ELIMINANDO A
NECESSIDADE DE SUTURAS, AUXILIANDO
NA RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA.**

• Indicados para cirurgia de cranioplastia, estabilizam a calota craniana, fixando a parte retirada e recolocada após a craniotomia.

VANTAGENS:

- BOTÕES ESTÉREIS E NÃO ESTÉREIS;
- DIMINUI O TEMPO DE CIRURGIA;
- DISPENSA COLOCAÇÃO DE PLACAS E PARAFUSOS;
- PROPORCIONA MELHOR ESTABILIZAÇÃO DO RETALHO ÓSSEO.

DESCRIÇÃO
BOTÃO MICRONEURO Ø11 MM ESTÉRIL
BOTÃO MICRONEURO Ø16 MM ESTÉRIL
BOTÃO MICRONEURO Ø20 MM ESTÉRIL




Imagem ilustrativa

