


OSTEO CRANIUM

Kits descartáveis para fechamento de crânio.






Desenvolvido para **uso único**, a linha OSTEO CRANIUM da Osteomed proporciona versatilidade e praticidade necessárias para estabilização e fixação de segmentos ósseos na região craniana para diversas patologias e situações cirúrgicas.

Os Kits OSTEO CRANIUM são disponibilizados com instrumentais descartáveis e três combinações de placas, que variam com a necessidade do procedimento.




KIT INSTRUMENTAIS

Código: 30.052.90004 Registro ANVISA: 80071919006



OSTEO CRANIUM

KIT PLACAS BURR





Código: 30.052.90002 Registro ANVISA: 80071910083

Quantidade	Descrição
3	Micro Placa Burr Ø15 – Espessura 0,6mm
20	Parafuso Auto Perfurante Ø1,5x5mm
2	Parafuso Auto Roscante Ø1,8x5mm (Emergência)

OSTEO CRANIUM

KIT PLACAS BURR




Código: 30.052.90001 Registro ANVISA: 80071910085

Quantidade	Descrição
3	Micro Placa Reta 2 furos com ponte de 10mm – Espessura 0,6mm
6	Parafuso Auto Perfurante Ø1,5x5mm
2	Parafuso Auto Roscante Ø1,8x5mm (Emergência)

OSTEO CRANIUM

KIT PLACAS RETAS E BURR



Código: 30.052.90003 Registro ANVISA: 80071910084

Quantidade	Descrição
2	Micro Placa Reta 2 furos com ponte de 10mm – Espessura 0,6mm
1	Micro Placa Burr Ø15 – Espessura 0,6mm
10	Parafuso Auto Perfurante Ø1,5x5mm
2	Parafuso Auto Roscante Ø1,8x5mm (Emergência)